

Изготовлены из из прозрачной полиуретановой пленки, защищенной силиконовой бумагой. Края пленки имеют цветные «фингерлифты» – элементы облегчающие нанесение изделия на определенную часть операционного поля. Дополнительно, каждая пленка завернута в силиконовую бумагу и упакована в саше.

Хирургическая пленка:


- эластичная
- не раздражает кожу
- не содержит латекса
- не вызывает аллергических реакций
- не является цитотоксичной
- пропускает водяной пар

Применение:

- для защиты операционного поля от проникновения микроорганизмов

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена): упакованы в коробку по 10 шт. саше
- широкая гамма размеров: от 20 см x 10 см до 90 см x 60 см



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>