

Изготовлены из нетканого материала из полипропилена. Брюки прямые, широкие, с вставленной резинкой или тесемкой для регулирования объема талии. В задней части брюк располагается отверстие для проведения исследования.

Применение:

- для пациентов во время процедуры колоноскопии

Виды:

- нестерильные
- длинные или короткие (с липучкой, закрывающей интимные места пациента)
- цвет: голубой

Размеры и упаковка:

- размеры:
 - длинные: универсальный размер
 - короткие: M, L, XL
- нестерильные: упакованы в пленочный пакет по 10 шт.



MD

>>