

Нетканый материал, из которого изготовлены салфетки Matovlies, характеризуется высокой мягкостью, благодаря чему выполненные из него перевязочные материалы легко принимают необходимую форму.

Применение:

- для впитывания жидкостей во время хирургических процедур (стерильные)
- для гигиенических и косметических процедур (нестерильные)

Виды:

- стерильные (стерилизованы водяным паром) и нестерильные
- 30-, 40-граммов на кв. метр
- с рентгеноконтрастной нитью или без
- связанные между собой или без связывания
- 4-, 6-, 8-слойные

Размеры и упаковка:

- нестерильные: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 10 см x 20 см упакованы в бумажный пакет по 100 шт.
- стерильные: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 10 см x 20 см упакованы в упаковку типа блистер по 2 шт., по 3 шт., по 5 шт.

Особенным видом салфеток из нетканого материала являются салфетки для трахеотомии:

- изготовлены из нетканого материала
- имеют вырез в виде букв «О» или «У»
- мягкие, отлично прилегают к трубкам, катетерам

Применение:

- служат для защиты трахеотомических трубок и катетеров

Размеры и упаковка:

- стерильные: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см упакованы в упаковку типа блистер по 2 шт.



Изделия сертифицированы уполномоченным органом
TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером
2274

