

- изготовлены из хлопковой марли и медицинского нетканого материала, который является впитывающим элементом повязки
- сочетание марли и нетканого материала увеличивает впитываемость изделия
- возможность стерилизации нестерильной версии

Применение:

- для впитывания жидкостей во время операций и амбулаторных процедур


Виды:

- стерильные и нестерильные

Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 10 см x 20 см (сложенный), 9 см x 9 см (пришитый)
- 10 см x 20 см стерильные: упакованы по 1 шт., по 2 шт., по 4 шт.
- 9 см x 9 см стерильные: упакованы по 1 шт.
- 10 см x 20 см нестерильные: упакованы по 50 шт.

ВНИМАНИЕ: во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

