

- наружный слой изготовлен из медицинского нетканого материала
- внутренний слой представляет собой целлюлозный вкладыш
- использование целлюлозного вкладыша увеличивает впитывающие способности
- возможность стерилизации нестерильной версии

Применение:

- для перевязки ран с обильным отделяемым

Виды:

- стерильные и нестерильные

Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 10 см x 15 см, 10 см x 20 см
- стерильные: упакованы по 1 шт.
- нестерильные: упакованы по 20 шт.

ВНИМАНИЕ: во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

