

Изготовлены из прочного нетканого материала. Крепление при помощи завязок.

Применение:

- для защиты медицинских проводов от загрязнения и повреждения
- для защиты медицинского оборудования

Виды:

- в виде чехла

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы водяным паром): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.
- нестерильные: упакованы в пленочный пакет по 70 шт. или 100 шт. в зависимости от размера
- размеры: 120 см x 80 см, 150 см x 10 см, 200 см x 26 см, 200 см x 32 см, 250 см x 15 см



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>