

Изготовлены из прочного нетканого материала SMS. Крепление при помощи завязок или эластичной резинки.

Применение:



- для защиты медицинского оборудования

Виды:

- чехол на С-дугу, одноэлементный (А, В)
- чехол на С-дугу, двухэлементный (С)

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы водяным паром): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>