

Изготовлены из нетканого материала или ламината, соответствуют требованиям нормы EN 13795. Крепятся на конечности при помощи операционной ленты.

Применение:

- для защиты конечностей пациента во время процедур

Виды:

- упакованы отдельно или в качестве элемента комплектов
- с или без добавленной медицинской ленты
- сырье: SMS, TF, Blue Special или Blue Comfort

Размеры и упаковка:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена или водяным паром): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.
- размеры: от 60 см x 35 см до 130 см x 140 см



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>