

Впитывающий слой служит для впитывания жидкостей, образованных на использованных хирургических инструментах во время процедур, пленочный слой защищает от протекания жидкостей на столик. Телескопическое сложение обеспечивает быстрое надевание чехла на столик и препятствует случайному загрязнению чехла, а пескоструйная пленка предотвращает скольжение чехла.

Соответствуют требованиям нормы EN 13795.

Применение:

- предназначены для сохранения стерильности столика Мейо

Виды:

- стандартная
- с более толстой пленкой

Размеры и упаковка:

- размеры: 145 см x 80 см
- стерильные (стерилизовано оксидом этилена): упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.; кроме того, стерильные чехлы в индивидуальной упаковке могут быть упакованы в картонный диспенсер, позволяющий организовать и хранить изделия в больнице



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>