



Эндопротез костей глазницы Codubix® ORBITAL WALL, Codubix® ORBITAL WALL 3D, Codubix® ORBITAL WALL 3D адаптирован

Эндопротез костей глазницы изготовлен из полипропиленовых волокон техникой вязания. Высокая прочность, небольшой собственный вес, гидрофобность, нетоксичность, химическая инертность, устойчивость к впитыванию физиологических и межклеточных жидкостей, хороший уровень вживания позволяют сравнить по физическим свойствам эндопротез костей глазницы с натуральной костью. Он легко моделируется во время имплантации.

Применение:



- предназначен для заполнения дефектов костей глазницы после травм и по другим причинам (переломы скуловые, челюстные глазницы, изолированные переломы глазницы)

Виды:

- стерильные (стерилизованы водяным паром)
- стандартная версия
- версия 3D — правая и левая — анатомическая форма
- адаптирован

Размеры и упаковка:

- стандартная версия: 40 мм x 50 мм
- версия 3D — правая и левая в размерах S, M, L
- упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет со складкой, и коробочку по 1 шт.



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

