

Эндопротез костей свода черепа изготавливается из полипропиленовых и полиэфирных волокон техникой вязания. Высокая прочность, небольшой собственный вес, устойчивость к впитыванию жидкостей, нетоксичность, хороший уровень вживания, обуславливают тот факт, что эндопротез костей свода черепа можно сравнить с натуральными костями свода черепа. Легко моделируется.

Применение:

- для заполнения дефектов костей свода черепа (в краниопластике)

Вид:

- Codubix[®] S – стерильные (стерилизованы водяным паром)
- Codubix[®] – нестерильные
- Codubix[®] адаптирован под индивидуальный заказ (стерильные и нестерильные)

Размеры и упаковка:

- от 75 мм x 57 мм до 134 мм x 110 мм
- возможным есть также изготовление эндопротеза адаптированного под индивидуальный заказ на основании дефекта кости черепа или снимка КТ
- стерильные: упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет, и коробочку по 1 шт.
- нестерильные: упакованы в полиэтиленовую пленку, и коробочку по 1 шт.

Более подробная информация находится на сайте: www.codubix.ru



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

