

Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из шелка Plastosilk:

- изготовлен из искусственного шелка, не препятствуют воздухообмену, тем самым предотвращают мацерацию кожи
- обладают высокой механической прочностью, одновременно являясь очень нежными для кожи
- отлично прилегают к коже
- зубчатые края пластыря позволяют делить его на части без использования ножниц
- акриловый клей не вызывает раздражений кожи

Применение:

- для фиксации повязок и других вспомогательных медицинских средств у пациентов с чувствительным типом кожи

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- длина 5 м и 9,14 м, ширина 1,25 см, 2,5 см и 5 см
- нестерильные: упаковка зависимости от размера



MD

