

Фиксирующий пластырь из текстильной ткани Plastovis:

- изготовлен из эластичной прочной ткани
- обладает повышенной клеящей способностью
- содержание в клее оксида цинка сводит к минимуму риск возникновения аллергии
- зубчатые края пластыря позволяют делить его на части без использования ножниц

Применение:

- для фиксации повязок
- для фиксации зондов, катетеров, канюль и иных вспомогательных медицинских средств

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- длина 5 м, ширина 1,25 см, 2,5 см и 5 см
- нестерильные: упаковка зависимости от размера



MD

