

Остановка кровотечения в 3 минуты!

- Tromboguard® это гемостатическая повязка, то есть повязка, останавливающая кровотечение
- повязка немедленно оказывает гемостатическое действие, уже в течение 3 минут от нанесения повязки на рану – это было доказано во время клинических исследований
- повязка состоит из 3 слоев, каждый слой несет определенную функцию:
  - — активный слой повязки изготовлен из уникального сочетания активных элементов (хитозана, альгинатов и серебра), которые останавливают кровотечение.
  - — следующий слой — пенополиуритан, обладающий впитывающими свойствами и сохраняющий влажность раны
  - — внешний слой — полиуретановая мембрана, защищающая рану от внешних факторов
- повязка может оставаться на ране не более 24 часов
- подробнее о повязке в информационном буклете

Применение:



- используется для остановки кровотечения из травматических ран (например, вызванных дорожно-транспортными происшествиями или в поле)
- идеален как для домашней аптечки, для медицинской скорой помощи, так и на поле битвы

Вид:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 10 см x 10 см; упакованы по 5 шт.
- остальные размеры могут быть изготовлены на индивидуальный заказ



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с  
номером 1434

>>