

- наружный слой изготовлен из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора
- внутренний вкладыш изготовлен из перевязочной ваты
- мягкие и впитывающие
- края марли завернуты внутрь повязки
- однородная структура впитывающего вкладыша дает гарантию равномерного давления на глазное яблоко

#### Применение:

- используются во время и после офтальмологических процедур

#### Вид:

- стерильные

#### Размеры и упаковка:

- предлагается размер: 5 см x 6 см
- стерильные: упакованы по 1 шт.

**ВНИМАНИЕ:** во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>