

Хирургические халаты Perfect изготовлены из двух видов тканей: легкой полиэстеровой ткани и трехслойного ламината в критических зонах изделия. Халат сложен таким образом, чтобы его можно было асептически надеть, а длинные манжеты из полиэстера плотно облегают запястья. Кроме того, манжета имеет вшитую тесемку на большой палец, благодаря которой рукава не задираются вверх, что в свою очередь гарантирует то, что рукав не выскользнет из-под перчатки.

Применение:

- в качестве одежды для медицинского персонала, используется во время длительных высокоинвазивных медицинских процедур; изделие соответствует требованиям стандарта EN 13795

Виды:


- нестерильные
- стерильные — услуга стерилизации Citonet
- цвета: зеленый, голубой

Размеры и упаковка:

- S, M, L, XL, XXL - определение размера по цвету обработки горловины
- упакованы по 1 шт.



6



4

MD

Стерильные изделия сертифицированы уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером 2274. Оценка соответствия была ограничена исключительно новыми изделиями (не включает процесс стерилизации после выпуска на рынок)

>>