

Хирургические халаты изготовлены из полипропиленового нетканого материала, а в критических зонах (перед и предплечья) усилены барьерным ламинатом. Халаты имеют свободный крой, широкие, полностью закрывают тело хирурга. Полиэстровый манжет не пылит и тщательно охватывает запястье. Халат имеет внутренние и внешние завязки, которые закреплены на специальной карточке, и позволяют завязать халат нестерильно с последующим переходом на стерильный вариант. Халат сложен таким образом, чтобы его можно было самостоятельно асептически надеть.

Применение:

- для длительных операций с большим количеством жидкостей

Типы:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена) и нестерильные
- с полотенцами для рук или без
- с полотенцами для рук и дополнительной оберткой в крепированную бумагу или без
- цвет: голубой

Размеры и упаковка:

- размеры: M, L, XL, XXL
- стерильные: упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.
- нестерильные: упакованы в пленочный пакет по 10 шт.



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>