

Хирургические медицинские шапочки изготовлены из тонкого полипропиленового нетканого материала. Шапочки могут быть с завязками или тонкой резинкой для фиксации на голове. В предложении имеются также шапочки с потопоглощающей полоской.

Применение:

- в операционных и процедурных кабинетах для защиты от передачи инфекционных агентов между пациентом и медицинским персоналом во время хирургических вмешательств

Виды:

- с резинкой, с завязками, с потопоглощающей повязкой
- стерильные (стерилизованы водяным паром) и нестерильные
- цвет: голубой

Размер и упаковка:

- стерильные: упаковка типа блистер по 1 шт.
- нестерильные: упаковка в коробку по 100 шт.
- нестерильные: упакованы в пакет по 100 шт. (хирургическая шапочка с завязками и потопоглощающей полосой)



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>