

- пластиковые (н.п. пупочный зажим, клещи) или металлические элементы в одной стерильной упаковке
- символ одноразового использования на всех металлических инструментах
- остроконечные инструменты имеют защитный наконечник, что препятствует проколу упаковки
- процесс стерилизации инструментов валидирован согласно нормам EN ISO 17665-1 и EN ISO 11135
- инструменты нельзя подвергать повторной стерилизации

Применение:

- для использования во время хирургических и амбулаторных вмешательств

Виды:

- стерильные
- клещи, ножки, пинцеты, рукоятки для скальпелей

Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.; кроме того, стерильные инструменты в индивидуальной упаковке могут быть упакованы в картонный диспенсер, позволяющий организовать и хранить изделия в больнице



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

