

Операционные комплекты Medidress изготавливаются из тканей, которые характеризуются мягкостью и нежностью. Специальное переплетение ткани обеспечивает высокий комфорт носки одежды. Изделие могут иметь бактериостатическую отделку, которая препятствует размножению бактерий, а введенная в ткань угольная нить предотвращает накопление электрических зарядов. Комплекты состоят из блузы и брюк или блузы и юбки. Блуза спереди имеет V-образный вырез, короткие рукава и три нашитые кармана, которые, по желанию Клиента могут быть украшены цветной вертикальной отделкой. По бокам блузы находятся разрезы, которые не ограничивают движений. Прямые брюки с поясом с завязками для регулировки размера в поясе. Прямая юбка с запахом имеет пояс с завязками для регулировки размера в поясе.

Применение:

- в качестве одежды для медицинского персонала операционного блока; изделие соответствует требованиям стандарта EN 13795

Виды:

- нестерильные
- из полиэстровой ткани: голубой, зеленой, оранжевой, серой
- из полиэстрово-хлопковой ткани: голубой, зеленой, красной

Размеры и упаковка:

- размер: XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL; высота: 158-164; 170-176; 182-188 - определение размера по цвету петли на блузе и завязок в брюках и юбке
- упакованы по 1 комплекту



5



MD

