

Предложение постельного белья одноразового использования состоит из:

- Vlieskomfort Комплекта постели из нетканого материала
- Vlieskomfort Наволочки из нетканого материала
- Vlieskomfort Пододеяльника из нетканого материала
- Vlieskomfort Простыни из нетканого материала и ламинированного нетканого материала

Постельное белье одноразового использования изготовлена из нетканого полипропиленового материала. Постельное белье предлагается как в виде комплекта, так и в виде отдельных элементов. Пододеяльники и наволочки с закладками, которые предотвращают выскальзывание одеяла, подушки или покрывала. Простыни могут иметь вшитую резинку для лучшей защиты матраса. Упаковано изнаночной стороной, что позволяет удобно и быстро сменить наволочку или пододеяльник.

Применение:

- в качестве одноразовых комплектов постельного белья в больницах и процедурных кабинетах

Виды:

- нестерильные и стерильные
- цвет: голубой

Размеры и упаковка:

- [размеры и состав](#)
- нестерильные:
 - комплекты постельного белья упакованы в полиэтиленовый пакет по 1 комплекту в каждом
 - простыни и наволочки упакованы в полиэтиленовый пакет по 5 штук
 - простыни упакованы в полиэтиленовый пакет по 10 штук
- стерильные: упаковано по 1 комплекту в бумажно-пленочный пакет



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

