

Маски изготовлены из трех слоев гипоаллергенного нетканого материала, который не раздражает кожу. Не содержат стекловолокна и тяжелых металлов. Маски также устойчивы к УФ-излучению.

Благодаря внутреннему слою с уровнем фильтрации BFE  $\geq 98\%$  они защищают от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. Маски отличаются высокой воздухопроницаемостью и имеют специальный моделирующий вкладыш для носа. Маска крепится к лицу мягкими эластичными ремешками. Ремешки изготовлены из нежного нетканого материала, который не давит и не раздражает кожу. Маски соответствуют требованиям стандарта EN 14683 для типа II.

Применение:

- защищают операционное поле от попадания частиц кожи, волос
- ограничивают передачу инфекционных агентов от персонала, использующего маску в операционное поле во время медицинских процедур
- защищают пользователя от брызг потенциально загрязненных жидкостей во время хирургических процедур — относится к маске типа IIR

Виды:

- маски типа II
- маски типа IIR
- с эластичными ленточками для крепления на ушах
- нестерильные
- цвет: голубой — маски типа II
- цвет: белый — маски типа IIR

Размер и упаковка:

- тип II: размер L - Large, упаковка в коробку по 50 шт.
- тип II: размер M - Medium и L - Large, упаковка в коробку по 30 шт. и дисплей
- тип IIR: размер L - Large, упаковка в коробку по 50 шт.



**MD**

Preparing for use / Vorbereitung zur Verwendung / Подготовка к применению / Przygotowanie do użycia

