

Легкие, неэластичные фиксирующие бинты, предназначенные для фиксации повязок любого типа. Пропускают воздух и хорошо переносятся кожей.

Тканые края не осыпаются и обеспечивают комфорт применения изделия.

Применение:

- для фиксации повязок
- для крепления и поддержки медицинских катетеров и зондов и др.

Виды:

- стерильные (стерилизованы водяным паром под избыточным давлением) и нестерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 5 см, 10 см и 15 см, длина 4 м, по 1 шт.
- стерильные: 10 см и 15 см, длина 4 м, по 2 шт.
- нестерильные: 5 см, 10 см, 15 см, длина 4 м, упакованы в пленку по 1 шт.



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

