

Состоят из салфеток и простыней, а также дополнительных элементов, необходимых при проведении различного вида процедур. Обеспечивают безопасность как пациенту, так и медицинскому персоналу.

Форма и размер простыней сконструированы таким способом, чтобы обеспечить удобное, быстрое и безопасное разложение изделия, определяя границы операционного пространства. Салфетки и простыни обозначены символами, показывающими в каком направлении следует развернуть изделие.

Дополнительные элементы, такие как: чехлы (на столик Мауо, для конечностей, кабелей и медицинского оборудования), карманы для жидкостей, самоклеящиеся медицинские ленты, органайзеры для кабелей, полотенца для рук, хирургическая пленка и медицинская одежда.


Операционные простыни изготовлены из материала самого высокого качества, соответствуют требованиям нормы EN 13795, а следовательно обеспечивают безопасность как пациенту, так и медицинскому персоналу.

Виды (несколько примеров):

- доступны только в стерильной версии
- вертикальные комплекты
- [кардиоваскулярные комплекты](#)
- [комплекты для ангиографии](#)
- [комплекты для гинекологических операций](#)
- [комплекты для кесарева сечения](#)
- [комплекты для коленной артроскопии](#)
- [комплекты для краниотомии](#)
- [комплекты для лапароскопии](#)
- [комплекты для лапаротомии](#)
- [комплекты для новорожденного](#)
- [комплекты для операций на акромиально-ключичном суставе](#)
- [комплекты для операций на бедре](#)
- [комплекты для операций на на верхней конечности](#)
- [комплекты для операций на кисте и стопе](#)
- [комплекты для операций при варикозном расширении вен](#)
- [комплекты для пластических операций](#)
- [комплекты для родов](#)
- [комплекты для струмэктомии](#)
- [комплекты для торакотомии](#)
- [комплекты для урологических операции \(TUR, PCNL, URS\)](#)
- [комплекты для цистоскопии](#)
- [комплекты для офтальмологических операций](#)
- [универсальные комплекты](#)

Упаковка:

- комплекты упакованные в упаковку для стерилизации и в [картонный диспенсер](#), позволяющий организовать и хранить изделия в больнице



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>