

Предложение Medidrape включает в себя:

- Medidrape Операционные простыни
- Medidrape Чехлы на конечности
- Medidrape Чехол на столик Мейо
- Medidrape Операционные комплекты

Простыни/салфетки и чехлы изготовлены из двух видов тканей: в менее критической зоне из легкой воздухопроницаемой полиэстеровой с угольной нитью, обладающей антиэлектростатическими свойствами, а в критической зоне – из трехслойного ламината.

Система модульных простыней/салфеток и чехлов позволяет производить операционные комплекты любой сложности в зависимости от потребностей и медицинских процедур.

Применение:

- в качестве защиты операционного поля во время хирургических вмешательств; изделие соответствует требованиям стандарт EN 13795
- в качестве защиты пациента, медицинского персонала и медицинских изделий во время хирургических вмешательств; изделие соответствует требованиям стандарт EN 13795

Виды:

- нестерильные
- стерильные — услуга аренды и стерилизации CitoNet
- цвета: зеленый, голубой

Размеры и упаковка:

- простыня на инструментальный стол: 180 см x 140 см
- чехол на столик Мейо: 160 см x 75 см
- чехлы на конечность: 100 см x 45 см, 75 см x 33 см
- простыни: 370 см x 228 см (с отверстием 22 см x 23 см), 300 см x 240 см (с отверстием 20 см x 20 см), 240 см x 220 см (с вырезом в виде буквы "U" 80 см x 15 см), 240 см x 180 см, 220 см x 220 см (с отверстием в виде треугольника и разрезом), 220 см x 150 см, 150 см x 100 см (с вырезом в виде буквы "U" 50 см x 8,5 см), 90 см x 90 см



MD

Стерильные изделия сертифицированы уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером 2274. Оценка соответствия была ограничена исключительно новыми изделиями (не включает процесс стерилизации после выпуска на рынок)

>>