

- изготовлены из марли, отбеленной без использования хлора
- края салфетки сложены таким образом, чтобы не выступали свободные нити
- имеется рентгеноконтрастная нить, прочно размещенная внутри салфетки
- могут иметь дополнительный элемент — петлю, дающую возможность крепить салфетки вне операционного поля
- возможность стерилизации нестерильной версии

Применение:

- для впитывания большого количества биологических жидкостей

Виды:

- стерильные и нестерильные
- с рентгеноконтрастной нитью и петлей или без петли
- предлагаются в слойностях: 2-, 4-, 6-, 8-слойные

Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы по 1 шт., 2 шт., 3 шт., 5 шт., 10 шт.
- нестерильные: упакованы по 10 шт., 20 шт., 30 шт., 45 шт., 60 шт.
- предлагаются в размерах: 30 см x 30 см, 30 см x 45 см, 45 см x 45 см, 45 см x 70 см, 50 см x 50 см, 75 см x 90 см



Изделия сертифицированы уполномоченным органом
TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером
2274

