

- сочетание стерильных салфеток разной слойности и размеров
- пакет, подобранный под индивидуальные потребности Клиента
- сочетание салфеток, находящихся в упаковке сводит к минимуму количество неиспользованного стерильного материала
- применение одного, стерильного одноразового комплекта сводит к минимуму расходы на промежуточные упаковки
- применение одного, стерильного одноразового комплекта позволяет избежать вскрытия большого количества одноразовых упаковок — с каждой очередной упаковкой возрастает риск инфицирования стерильных материалов

Применение:


- для впитывания жидкостей во время амбулаторных и хирургических вмешательств

Виды:

- стерильные
- салфетки из марли: количество нитей на 1 кв. см. (13, 17), слойность (8, 12, 16), с рентгеноконтрастной нитью или без
- салфетки из нетканого материала: плотность (30 г/м², 40 г/м²), слойность (4, 6, 8), с рентгеноконтрастной нитью или без
- по желанию связаны в кучи для удобства подсчета

Размеры и упаковка:

- сочетание размеров: 5 см x 5 см, 7,5 см x 7,5 см, 10 см x 10 см, 10 см x 20 см в одной упаковке



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>