

Созданы для людей, склонных к аллергии на латекс.

Перчатки характеризуются отсутствием в составе латекса натурального каучука.

Рекомендуются для процедур с низким риском заражений.

Ambulex VINYL — виниловые диагностические перчатки, неопудренные

- отсутствие пудрирующего вещества
- покрытая полимером внутренняя поверхность укрепляет структуру перчатки и облегчает наложение даже на влажные ладони
- гладкая поверхность перчаток позволяет сохранить чувствительность пальцев
- универсальная форма — без разделения на правую и левую руку

Применение:

- для проведения диагностических или терапевтических процедур
- перчатки предназначены для медицинского использования, рекомендуются для процедур, в которых не требуется высоких механических усилий, и для неинвазивных медицинских процедур, в которых отсутствуют биологические жидкости, кровь или химические вещества
- незаменимы и при работе по дому, и в повседневных делах

Виды:

- нестерильные, неопудренные

Размеры и упаковка:

- XS, S, M, L, XL
- в коробке по 100 шт.



MD

