

Контроль над количеством экссудата для ран с обильным количеством выделяемого

- впитывающие качества повязок позволяют наносить на раны с большим количеством выделяемого и регулируют влажность за счет поддержания влажной среды, что создает оптимальные условия для лечения
- защищают от механического повреждения — слой мягкой и эластичной полиуретановой пенки сводит к минимуму последствия случайного вторичного повреждения раны

Применяются для лечения сочащихся ран:

- послеожоговых
- послеоперационных
- язв на ногах, образованных на фоне венозной недостаточности
- ран, образованных в результате травм
- пролежней

Виды:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 10 см x 10 см; упакованы по 5 шт.



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

