

- изготовлены из мягкого, эластичного нетканого материала, благодаря которому повязки повторяют форму тела пациента
- благодаря пористому нетканому материалу, кожа свободно дышит
- вырез в канюли облегчает нанесение
- впитывающий слой покрыт микросеточкой, препятствующей прилипанию повязки к ране
- дополнительная впитывающая подкладка под канюлю
- клей не вызывает раздражений на коже
- закругленные края повязки препятствуют преждевременному отклеиванию от тела пациента
- широкая складка силиконовой защитной бумаги позволяет нанести повязку даже в перчатках

Применение:

- для крепления канюль

Виды:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы по 1 шт., и коробочку по 50 шт.
- предлагаются в размерах: 5,8 см x 8 см, 7,2 см x 5 см



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом Superiore di Sanità и имеют
знак CE с номером 0373

