

- внутренний слой изготовлен из мягкого нетканого материала
- наружный слой представляет собой трикотажный бинт плавно переходящий в завязки
- завязки фиксируют повязку под носом

## Применение:

- для впитывания жидкостей во время ларингологических процедур

## Виды:

- нестерильные

## Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 2,5 см x 5 см, 7,5 см x 4 см,
- нестерильные: упакованы по 50 шт.



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>