

- изготовлена из мягкого, эластичного нетканого материала, благодаря которой повязка повторяет форму тела пациента и не ограничивает его движений
- пористый дышащий нетканый материал
- центрально размещенный впитывающий слой
- впитывающий слой покрыт микросеточкой, препятствующей прилипанию повязки к ране
- клей не вызывает раздражений на коже
- заокругленные края повязки препятствуют преждевременному отклеиванию повязки от тела пациента
- широкая складка силиконовой защитной бумаги позволяет нанести повязку даже в перчатках
- повязка пропускает рентгеновские лучи

Применение:

- для перевязки ран после операции, для обработки ран и ссадин

Виды:

- стерильная
- форма: прямоугольник, овал (глазная повязка)

Размеры и упаковка:

- стерильный: упакованы по 25 шт., по 50 шт. и по 100 шт. в зависимости от размера
- прямоугольник — предлагается в размерах: 7,2 см x 5 см, 10 см x 6 см, 10 см x 8 см, 15 см x 8 см, 20 см x 10 см, 25 см x 10 см, 30 см x 10 см, 35 см x 10 см
- овал — предлагается в размере: 6,5 см x 9,5 см



MD

Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом *Superiore di Sanità* и имеют
знак CE с номером 0373

