

Простыня с двумя зонами (критическая и менее критическая), соответствует требованиям нормы EN 13795.

Абсорбирующий слой в средней части простыни впитывает жидкости, а пленочный слой препятствует протеканию жидкостей на стол.

Предлагается в качестве самостоятельного изделия, в качестве элемента комплектов или для заворачивания комплекта.

Применение:

- предназначена для сохранения стерильности инструментального стола

Размеры и упаковка:

- размеры: 150 см x 90 см
- стерильная (стерилизована оксидом этилена): упакована в бумажно-пленочный пакет по 1 шт.; кроме того, стерильные простыни в индивидуальной упаковке могут быть упакованы в картонный диспенсер, позволяющий организовать и хранить изделия в больнице



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

>>