

Прозрачный микропористый фиксирующий пластырь Plastofilm:

- изготовлен из прозрачного, микропористого материала, является воздухопроницаемым
- прозрачная основа дает возможность наблюдать за уровнем жидкостей в закрепленных при помощи пластыря трубках и катетерах
- рекомендуется для чувствительной кожи, легко и безболезненно снимается, не оставляя следов клея на коже
- не впитывает жидкость
- зубчатые края пластыря позволяют делить его на части без использования ножниц
- акриловый клей не вызывает раздражений кожи

Применение:

- для фиксации повязок, например на лице и других местах, где кожа особенно чувствительна
- для фиксации катетеров и иных вспомогательных медицинских средств у лиц с чувствительным типом кожи

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- длина 5 м и 9,14 м, ширина 1,25 см, 2,5 см и 5 см
- нестерильные: упаковка зависимости от размера



MD

