

Ускоряет процесс заживления и инфекционный контроль

- рассасывающиеся повязки из модифицированного полимера природного происхождения — хитина, получаемого из панцирей морских ракообразных
- повязку не нужно менять благодаря способности резорбции
- продукты распада повязки в ране вместе с белками служат источником строительного материала для новых клеток
- регулирует влажность в ране и поддерживает влажную среду
- содержание серебра дает антибактериальный эффект (при использовании повязки Medisorb R Ag)

Применение:

Предназначен для использования в случае хронических ран с выделяемым, длительно незаживающих ран, инфицированных, неинфицированных, в том числе:

- ран на фоне венозной недостаточности
- диабетической стопы
- пролежней
- посттравматических ран
- хирургических ран
- послеожоговых ран
- вариант POWDER позволяет использовать его на глубоких ранах

Виды:

- стерильные
- Medisorb R (версия MEMBRANE и POWDER)
- Medisorb R Ag

Размеры, варианты и упаковка:

- Medisorb R: версия MEMBRANE:  $\varnothing$  9 см; упакованы по 5 шт., версия POWDER: 1 г; упакованы по 5 шт.
- Medisorb R Ag:  $\varnothing$  9 см; упакованы по 5 шт.



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с  
номером 1434

>>