

Самоклеющаяся впитывающая повязка, состоящая из клеящего слоя, закрепленного бумагой, впитывающей полиуретановой пенки и воздухопроницаемой полиуретановой пленки

- поддерживает оптимальную влажность раны и поглощает излишки экссудата
- защищает рану от внешних факторов
- клеящий слой — гипоаллергенный акриловый клей, облегчающий прикрепление повязки
- наличие перфорации в защите клеящего слоя облегчает асептическое наложение повязки

Применяются для лечения сочащихся ран:

- пролежней
- язв голени
- послеоперационных
- послеожоговых
- ран, образованных в результате травм

Виды:

- стерильные

Размеры и упаковка:

- стерильные: 10 см x 10 см; упакованы по 5 шт.
- стерильные: 15 см x 15 см; упакованы по 5 шт.
- стерильные: 20 см x 20 см; упакованы по 5 шт.



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с
номером 1434

