

Самоприлипающие фиксирующие бинты, растяжимость макс. 85%. Благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта не требуется применение дополнительных закрепляющих элементов, например, застежек. Бинты отлично прилегают к телу, не ограничивают свободы движений. Не приклеиваются к волосам, коже и одежде. Одноразового использования. Легко отделяются в любом места без использования ножниц, не требуется использовать бинт целиком. Одноразового использования.

Содержит синтетический латекс.

Применение:

- для фиксации повязок на суставах, а также частях тела, имеющих округлую форму

Виды:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- нестерильные: 8 см, 10 см, длина 4 м – длина измеряется в свободном состоянии



MD

