

Самоприлипающие фиксирующие бинты, растяжимость макс. 90%.

Не содержат латекса!

Благодаря поверхностному сцеплению последующих слоев бинта не требуется применение дополнительных закрепляющих элементов, например, застёжек.

Бинты отлично прилегают к телу, не ограничивают свободы движений. Не приклеиваются к волосам, коже и одежде. Одноразового использования.

Применение:

- для фиксации повязок на суставах, а также частях тела, имеющих округлую форму

Виды:

- нестерильные
- стерильный

Размеры и упаковка:

- нестерильные: 6 см, 8 см, 10 см, 12 см, 15 см, длина 4 м — длина измеряется в растянутом состоянии



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>