

- изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора или медицинского нетканого материала
- мелкий перевязочный материал с большой впитываемостью
- края завернуты вовнутрь, следовательно не выступают свободные нити
- широкая гамма размеров
- возможность стерилизации нестерильной версии

#### Применение:

- для остановки кровотечения, осушения и очищения раны в больничных или амбулаторных условиях

Следует использовать в неразвернутом состоянии.

#### Виды:

- стерильные и нестерильные
- с рентгеноконтрастной нитью или без
- 4-, 8-слойные

#### Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы по 1 шт., по 2 шт., по 5 шт.
- нестерильные: упакованы по 68 шт., по 120 шт., по 200 шт.
- размеры: 1 м x 1 см, 1 м x 2 см, 1 м x 5 см, 2 м x 1 см, 2 м x 2 см, 2 м x 5 см, 2 м x 10 см, 2 м x 15 см

**ВНИМАНИЕ:** во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



**MD**

Изделия сертифицированы уполномоченным органом  
TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером  
2274

>>