

Форма и размер операционных простыней сконструированы таким способом, чтобы удобно, быстро и безопасно разложить изделие, определяя границы операционного пространства. Приспособленная конструкция простыней позволяет быстро и эффективно обложить пациента и определить границы операционного поля. Для еще более удобной работы с простынями они обозначены пиктограммами с указанием направления раскладывания

Операционные простыни изготовлены из материалов самого высокого качества, соответствуют требованиям нормы EN 13795, а следовательно обеспечивают безопасность как пациенту, так и медицинскому персоналу.

Несколько примеров:


- простыня для ангиографии
- простыня для кесарева сечения
- простыня для операций кисти/стопы/конечности
- простыня для гинекологических операций
- простыня для офтальмологических операций
- простыня под ягодицы для родов
- простыня для урологических операций

Виды:

- простыни могут быть изготовлены из ламината (TF, Blue Basic, Blue Special, Blue Comfort) или нетканого материала (SMS)
- для того, чтобы наилучшим образом адаптировать простыни к данной операции, они могут быть оснащены дополнительными элементами, в том числе адгезивными краями, отверстиями, вырезами, карманами для жидкостей, мешками, эластичными элементами, хирургической пленкой, интегрированными чехлами на ноги, панелями из пленки, дополнительными впитывающими слоями (так называемый впитывающие патч), органайзеры для кабелей

Размеры и упаковка:

- широкий ассортимент размеров
- стерильные, упакованы в пакет для стерилизации по 1 шт.; кроме того, стерильные простыни в индивидуальной упаковке могут быть упакованы в картонный диспенсер, позволяющий организовать и хранить изделия в больнице



Стерильные изделия сертифицированы
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и
имеют знак CE с номером 2274

