

- наружный слой изготовлен из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора
- внутренний слой изготовлен из ватного впитывающего вкладыша
- округлая форма тампонов уменьшает его размеры и облегчает введение в полости тела
- тампоны имеют хлопковую шнуровую нить, которая облегчает удаление из полостей тела
- возможность стерилизации нестерильной версии

#### Применение:

- используется во время гинекологических процедур


#### Виды:

- стерильные

#### Размеры и упаковка:

- предлагается размер: 30 см x 30 см
- стерильные: упакованы по 1 шт.

**ВНИМАНИЕ:** во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом TÜV Nord Polska sp. z o.o. и  
имеют знак CE с номером 2274

>>