

Тканевый пластырь с впитывающей повязкой Fixovis:

- изготовлен из эластичного, прочного нетканого материала
- размещенный по центру впитывающий слой защищен микросеточкой, которая не допускает прилипание повязки к ране
- акриловый клей, не вызывает раздражения кожи
- размер можно точно подобрать по величине раны, отрезав кусочки необходимого размера

Применение:

- для быстрой и легкой перевязки при незначительных повреждениях кожи у пациентов с нормальным типом кожи

Вид:

- нестерильные

Размеры и упаковка:

- предлагаются в размерах: 6 см x 1 м, 8 см x 1 м
- нестерильные: упакованы по 1 шт.



MD

