

- изготовлены из хлопковой марли, отбеленной без использования хлора или медицинского нетканого материала
- мелкий перевязочный материал с большой впитываемостью
- разнообразие форм позволяет выбрать соответствующий под данный тип процедуры тупфер
- широкая гамма размеров
- возможность стерилизации нестерильной версии

## Применение:

- для остановки кровотечения, осушения и очищения раны в больничных или амбулаторных условиях
- для дезинфекции операционного поля

## Виды:

- стерильные и нестерильные
- с рентгеноконтрастной нитью или без
- предлагаемые формы: шарик, фасолька, усик, треугольник, горошек, наперсток, перец, для ларингологии

## Размеры и упаковка:

- стерильные: упакованы по 3 шт., по 5 шт., по 10 шт. по 3 шт. в двух камерах блистера (двойной блистер)
- нестерильные: упаковано по 25 шт., по 50 шт., по 100 шт., по 200 шт., по 500 шт.
- широкая гамма размеров

**ВНИМАНИЕ:** во время инвазивных процедур изделие следует использовать исключительно в неразвернутом состоянии.



**MD**

Изделия сертифицированы уполномоченным органом  
TÜV Nord Polska sp. z o.o. и имеют знак CE с номером  
2274

