

Урологическая лента изготовлена из прозрачной, монофиламентной полипропиленовой пряжи. С двух краев имеет цветные (голубые) ручки, которые обеспечивают безопасное крепление ленты в соответствующем аппликаторе. Ручки также изготовлены из монофиламентной пряжи. Ручки разработаны таким образом, чтобы выдерживать силу, необходимую для крепления на теле пациента.

Лента характеризуется биостабильностью, благодаря чему не теряет физических качеств во время длительного контакта с тканями и внутренними жидкостями, пористая структура ленты сводит к минимуму риск инфекций. Лента имеет оптимально разработанную пространственную форму, где размер пор подобран таким образом, чтобы лента вжилась как можно скорее.

Применение:

- предназначена для хирургического лечения стерссового недержания мочи у женщин методами TVT и TOT



Виды:

- стерильные (стерилизованы оксидом этилена)

Размеры и упаковка:

- длина 45 см и 60 см
- упакованы в двойной бумажно-пленочный пакет со складкой, и коробочку по 1 шт.

Более подробная информация находится на сайте: [www.dallop-nm.ru](http://www.dallop-nm.ru)



Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с  
номером 1434

