

## Контроль инфекций

- воздухопроницаемой полиуретановой пленки, которая является внешним слоем,
- гидрофильной полиуретановой губки, которая впитывает экссудат и защищает рану от механических повреждений,
- активного слоя, который благодаря специально подобранному составу обеспечивает асептичность раны и создает условия, ускоряющие процесс заживления раны

## Показания:


- раны характеризующихся средним или обильным экссудатом
- раны инфицированные или подверженные риску вторичного инфицирования
- язвы голени
- пролежни
- послеоперационные раны
- посттравматические обширные повреждения
- послеожоговые раны
- раны сопутствующие диабетической стопе

## Виды:

- стерильные

## Размеры и упаковка:

- 10 см x 10 см; упакованы по 5 шт.
- 10 см x 20 см; упакованы по 5 шт.



**MD**

Стерильные изделия сертифицированы  
уполномоченным органом PCBC SA и имеют знак CE с  
номером 1434

>>