

Размеры готового изделия и допустимая погрешность [см]:

- Размеры халата

	РОСТ/РАЗМЕР				Допустимая погрешность
	170/176 ; 182/188 ; 194/200				
ДЛИНА РУКАВА С РЕЗИНКОЙ	L	XL	XXL	3XL	
170/176	71	71	71	-	±1,5
182/188	73	73	73	-	±1,5
194/200	-	-	-	75	±1,5
ОБХВАТ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ	132	136,5	143,5	149	±2,0
ДЛИНА ХАЛАТА 170/176	128	128	128	-	±2,0
182/182	132	132	132	-	±2,0
194/200	-	-	-	157	±2,0