



СИМВОЛ	ЗНАЧЕНИЕ
	CE с номером проверяющего учреждения – подтверждает соответствие с нормами ЕС
	медицинское изделие <i>Medical Device</i>
	изготовитель
	дата изготовления
	ссылочный номер продукта
	стерильное изделие; стерилизовано водяным паром под давлением
	стерильное изделие; стерилизовано оксидом этилена
	стерильное изделие; стерилизовано радиационным методом
	стерильное изделие; без обозначения метода стерилизации, на изделиях, которые могут быть стерилизованы различными методами
	нестерильное изделие
	номер серии
	срок годности
	не использовать повторно
	не стерилизовать повторно
	не использовать при повреждении упаковки
	один пациент - многоразовое использование
	изделие не допускается до контакта с пищей
	изделие допускается до контакта с пищей
	защищать от нагревания (тепла)
	хранить в условиях, не допускающих намокания
	ограничение допустимой температуры хранения
	информация о наличии латекса в изделии
	информация об отсутствии латекса в изделии



изделие, защищающее от микроорганизмов (перчатки)

изделие, обеспечивающие низкий уровень защиты от химических веществ (перчатки)

перед использованием следует ознакомиться с инструкцией по применению

диапазон влажности при хранении

„зеленый пункт” означает, что изготовитель вносит финансовый вклад в строительство и функционирование системы переработки и утилизации упаковочных ресурсов

иноформация о сырье, из которого изготовлена упаковка

выбросить в мусорную корзину

изделие апиrogenно

стирать вручную

максимальная температура стирки 40°C

сушить в вертикальном положении

не гладить

не хлорировать (отбеливать)

не чистить при помощи химических средств

допускается сушить в сушилке барабанного типа

не отбеливать

информация с какой стороны следует вскрывать упаковку

этой стороной вверх – показывает способ укладки изделия во время транспортировки

осторожно обращаться с изделием

знак контроля качества – место для печати после проверки качества

регистрационный номер в Украине – информирует когда было зарегистрировано изделие

регистрационный номер в России – информирует когда было зарегистрировано изделие