

Комплекты постельного белья – размеры и погрешность в [см]					
Размер изделия	Комплекты постельного белья - большой с простыней с резинкой	Комплекты постельного белья - большой	Комплекты постельного белья - маленький	Комплекты постельного белья	Погрешность
		SMS 35 г/м <sup>2</sup>		SB 20 г/м <sup>2</sup>	
Пододеяльник дл. x шир.	200 x 150	200 x 150	125 x 150	200 x 160	± 2,0
Наволочка дл. x шир.	90 x 75	90 x 75	70 x 70	80 x 70	± 2,0
Простыня дл. x шир.	200 x 90	210 x 150	180 x 150	210 x 160	± 2,0

Отдельные элементы постельного белья - размеры и погрешность в [см]				
Размер изделия	SMS 35 г/м <sup>2</sup>	SB 20 г/м <sup>2</sup>	Ламинированный нетканый материал 40г/м <sup>2</sup>	Погрешность
Пододеяльник дл. x шир.	200 x 150	-	-	± 2,0
Наволочка дл. x шир.	90 x 75	-	-	± 2,0
Простыня с резинкой дл. x шир.	200 x 90	200 x 90	200 x 90	± 2,0