



СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ЭТИКЕТКАХ ИЗДЕЛИЙ МАТОПАТ








Правила расшифровки символов - информация об изделии в одной линии:



Характеристика отдельных параметров изделия:

Символ	Объяснение	Символ	Объяснение
Количество		Вид изделия	
1 (2 x 10)	1 штука перевязанные: 2 x по 10 штук		салфетка/простыня из нетканого материала: с адгезивным краем, с отверстием, с адгезивным краем и отверстием, под ягодицы
Вид изделия			в форме буквы Т с отверстием, для офтальмологии, для ангиографии
	салфетка, салфетка с Y и O-образным надрезом нейрохирургическая салфетка		для урологии, с вырезом в форме буквы "U"
	тупферы: шарик, фасолька, усик, треугольник, наперсток, горошек, перец		для лапароскопии, краниотомии, цистоскопии
	ларингологический тупфер		для лапароскопии, краниотомии, цистоскопии
	операционная салфетка с петлей, сетон		вертикальная простыня, чехол на столик Мейо
	гинекологическая прокладка Absorgyn		простыня на инструментальный стол, карман 5-ти камерный, гигиеническая пеленка Seni Soft, пленочный пакет на органы
	Absorba: повязка абсорбирующая, повязка с высокой впитывающей способностью, тампон для тампонады, тампон ватно-марлевый		карман для сбора жидкостей, операционная лента/лента с липучкой
	Absorba: глазная впитывающая повязка, повязка на нос, ортопедический бинт, бинт в застёжке, подкладка под гипсовую повязку Matosoft		
	стягивающий пластырь для ран, пластырь с перфорацией, жгут		
	пластырь на катушке, Medisorb F		

Символ	Объяснение	Символ	Объяснение
Вид изделия		Вид изделия	
	<p>полотенце для рук, повязка из нетканого материала Fixopore S, Fixopore S повязка овальная, повязки для фиксации канюль пленка-нетканый материал</p> <p>чехол из нетканого материала на нижнюю конечность, чехол из нетканого материала на верхнюю конечность, чехлы для рукоятки лампы округлый чехол на медицинское оборудование, прямоугольный чехол на медицинское оборудование, чехол на С-дугу, чехол для проводов медицинских инструментов Camera Cover</p> <p>хирургический халат: Standard, Perfect, фартук, нарукавники, бахилы для обуви с завязками, шапочка</p> <p>шапочка для медсестры, хирургическая шапочка, хирургическая шапочка с потопоглащающей полосой, хирургическая шапочка с завязками</p> <p>процедурная перчатка, хирургическая перчатка, хирургическая маска с завязками, хирургическая маска с резинками</p> <p>прямоугольная емкость, круглая емкость, поддон</p> <p>емкость двухкамерная, трехкамерная, лоток почкообразный</p> <p>емкость трехкамерная, емкость 2500мл, коробка для лезвий, коробка для подсчета игл</p> <p>шпатель для дезинфекции, палочка для взятия мазка, ларингологический шпатель</p> <p>губки медицинские для глаз, пластиковые ножницы остро-тупоконечные, ножницы Littauer</p> <p>ножницы: остро-тупоконечные, с двумя острыми концами, для перинеотомии</p> <p>ножницы, ножницы для перерезания пуповины, зажимы</p> <p>пластиковые зажимы, зажимы Кохер, иглодержатель</p> <p>Halsted Mosquito, прямой Пеан, зажим Backhouse</p> <p>инструмент для удаления пупочного зажима, инструмент для удаления скоб степлера</p>		<p>лезвие №10, № 11, № 15</p> <p>лезвие № 20, № 24</p> <p>ножницы, скальпель</p> <p>безопасные скальпели</p> <p>пинцет пластиковый, зажим для пуповины, хирургический пинцет</p> <p>шприц, игла, дренажная трубка</p> <p>игла для гидролинеации 0,5x22мм, игла с полерованным наконечником 06x22мм, игла для ирригации изогнутая</p> <p>Катетер Foley, мочеприемник, мешок на органы</p> <p>нити, удлинитель, трехходовой кран со шлангом</p> <p>капельница, венфлон, клапан безвозвратный</p> <p>бутылка Redona, монополярная ручка, шланг Codan</p> <p>черепной аппликатор зажимов Scalpfix, трехходовая кран</p> <p>векорасширитель по Барракеру, векорасширитель по Барракеру с закрытыми опорами, зажим для простыней, neurosorb</p> <p>Introcan safety</p> <p>маркер, сантиметр для измерения новорожденного, губка для очистки</p> <p>трехходовая рампа</p>

Символ	Объяснение	Символ	Объяснение
Символы			
<p>13,17, 20 </p> <p>30 г/м², 40 г/м² </p> <p> </p> <p>4 </p> <p>SMS, BP, L2, L3, TF, FB, PE</p> <p>  неопудренные опудренные</p>	<p>количество нитей в 1 см²</p> <p>плотность нетканого материала</p> <p>марля с рентгеноконтрастной нитью, нетканый материал с рентгеноконтрастной нитью</p> <p>количество слоев марли или нетканого материала</p> <p>символы нетканых материалов и пленок</p> <p>определение содержания латекса, опудривающего средства</p>		
Размер			
<p>320x180 (Ø8)</p> <p>1 м x 2 см</p> <p>200 мл</p> <p>№ 11</p> <p>CH14 70см</p> <p>M, L, XL, XXL</p> <p>6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9</p> <p>XS, S, M, L, XL</p>	<p>320 см x 180 см, отверстие с диаметром 8 см (одни и те же единицы измерения)</p> <p>1 м x 2 см (разные единицы измерения)</p> <p>емкость 200 мл</p> <p>нумерация, используемая для обозначения лезвий</p> <p>вид и длина дренажной трубки</p> <p>размеры хирургический халатов</p> <p>размеры хирургический перчаток</p> <p>размеры процедурных перчаток</p>		
2/IJ-08-001-12.01.2023			